

PLASTILAB®

**MICROSCOPIA E MICROBIOLOGIA
MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY
MICROSCOPIE ET MICROBIOLOGIE**

MICROSCOPIA E MICROBIOLOGIA

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

MICROSCOPIE ET MICROBIOLOGIE



ISTOTECA

ABS

Sistema componibile per la classificazione e la conservazione dei vetrini per microscopio. Il sistema completo (Art. 930) è composto da 5 cassette più un coperchio. Altri cassette ordinati singolarmente (Art. 927) possono essere aggiunti. Ogni cassetto può ospitare fino a 10 supporti per vetrini (Art. 921). Ogni supporto può contenere 100 vetrini. L'istoteca completa quindi può contenere fino a 5000 vetrini. Gli Art. 920 e Art. 921 vanno ordinati separatamente.

SLIDE STORING SYSTEM

ABS

The basic unit has five drawers. Additional drawers (Art. 927) can be added by removing the top lid, locating the drawer with the four dowels provided and replacing the lid. The maximum number of drawers is dictated by the height of the user. Castors can also be used to create a movable station. Each drawer can accommodate 10 Art. 921 slide supports. Each support has a capacity of 100 slides. The slide holders (Art. 920 and Art. 921) are not supplied as part of these units and should be ordered separately.

Slide storing system composition (for 5000 slides):

- 1 art 930 (5 drawers + 1 lid)
- 1 art no 931 (4 wheels)
- 50 art no 921
- 50 art no 920

HISTOTÈQUE

ABS

Système composable pour le classement et la conservation des lames pour microscopie. Il est possible d'ajouter des tiroirs (réf. 927) en enlevant le couvercle. Le nombre des tiroirs dépend de l' hauteur de l'utilisateur. Chaque tiroir peut loger 10 supports (réf. 921). Chaque support peut loger 100 lames. Réf. 930 peut contenir jusqu'à 5000 lames en totale. Réf. 920 et 921 (supports pour lames) doivent être commandés séparément.

Composition hystotèque (pour 5000 lames pour microscopes):

- 1 réf 930 (5 tiroirs + 1 couvercle)
- 1 réf 931 (petites roues)
- 50 réf 921
- 50 réf 920



CASSETTO Componibile SENZA SUPPORTI

ABS

Può contenere fino a 10 supporti - 1000 vetrini.

SINGLE DRAWER UNIT WITHOUT SUPPORT

ABS

Can accomodate up to 10 supports Art. 921 (=1000 only microscope slides).

TIROIR MODULAIRE SANS SUPPORTS

ABS

Peut contenir jusqu'à 10 supports (1000 lames).

| Art. | Dim. mm | h mm |
|------|---------|------|
| 927 | 420x420 | 140 |

COPERCHIO PER CASSETTO

ABS

DRAWER LID

ABS

COUVERCLE POUR TIROIR

ABS

| Art. | Dim. mm | h mm |
|------|---------|------|
| 928 | 420x420 | 25 |



COMPOSIZIONE DI 5 CASSETTI CON COPERCHIO SENZA SUPPORTI

ABS

Può contenere fino a 5000 vetrini.

PACKAGE OF 5 DRAWERS, WITH LID - WITHOUT SUPPORTS

ABS

Can accomodate up to 5000 slides.

ENSEMBLE DE 5 TIROIRS AVEC COUVERCLE SANS SUPPORTS

ABS

Peut contenir jusqu'à 5000 lames.

| Art. | Dim. mm | h mm |
|------|---------|------|
| 930 | 420x420 | 725 |

CONFEZIONE DI 4 RUOTE

SET OF 4 WHEELS (CASTORS)

4 PETITES ROUES

| Art. | Descrizione / Description / Description |
|------|--|
| 931 | Per cassette Art. / To fit drawers Art. / Pour ensemble Réf. 927/930 |



SUPPORTO PER VETRINI E COPERCHIO

ABS / PS

Può contenere fino a 100 vetrini facilmente estraibili e rapidamente consultabili. Ogni cavità è numerata. Raccomandiamo l'utilizzo del coperchio in PS (Art. 920) che protegge i vetrini dalla polvere e da altri corpi estranei. Il coperchio è trasparente e permette una rapida consultazione dei vetrini.

MICROSCOPE SLIDE STORAGE AND DUST COVER

ABS / PS

Ideal for storage of large quantities of 76x26 mm microscope slides. Each unit will accomodate 100 slides. Each cavity is numbered. Batch data can be written on either the inside or outside of the end plates. It is strongly recommended that the covers (Art. 920) are used to avoid dust and other foreign bodies. These can then be stored in the cabinets (Art. 930).

SYSTÈME POUR LE CLASSEMENT DES LAMES POUR MICROSCOPE

ABS / PS

Idéal pour le classement et la conservation de quantités importantes des lames 76x26 mm pour microscopie. Chaque cavité est numérotée. Il est recommandé d'utiliser les couvercles (réf. 921) pour éviter l'entrée de poussière ou des corps étrangers. Les supports pour lames peuvent être logés dans les tiroirs (Re. 927-930).

| Art. | Descrizione / Description / Description | Dim. mm |
|------|--|-------------|
| 921 | Per 100 vetrini / 100 place slide storage / Support pour 100 lames | 360x38x100h |
| 920 | Coperchio per Art. 921 / Dust cover for Art. 921 / Couvercle pour Réf. 921 | 345x35x40h |

**SCATOLE PORTAVETRINI PER
MICROSCOPIO****PS ANTIURTO**

Particolarmente studiate per assicurare minimo ingombro, possono essere sovrapposte senza pericoli di rottura. I posti sono numerati singolarmente; vengono fornite complete di scheda per la classificazione dei preparati. Scanature per vetrini da mm 76x26.


MICROSCOPE SLIDE BOXES**HIGH IMPACT PS**

The slots are well spaced for easy handling of 76x26 mm slides. Each slot is clearly numbered and can be cross referenced with corresponding index card. Lids are totally removable. The 50 and 100 place boxes have locating lugs so boxes can be stacked. Virtually unbreakable.

**BOÎTES POUR LAMES
MICROSCOPE****PS ANTI-CHOC**

Pratiques, lavables, et d'un encombrement minimal, peuvent être superposées sans risque de casse. Les emplacements sont numérotés individuellement et peuvent contenir des lames de 26x76 mm. Munies d'une fiche pour le classement des préparations.

| Art. | N. posti / No. places / N. de places | Dim. mm | h mm |
|------|--------------------------------------|---------|------|
| 276 | 25 | 98x83 | 38 |
| 277 | 50 | 230x97 | 35 |
| 278 | 100 | 230x180 | 35 |

**PORTAVETRINI POSTALI****PE**

Costituiscono una robusta protezione per i vetrini da 76x26 mm durante la spedizione di reperti: ciascun vetrino ha il proprio alloggiamento con nervature di supporto per evitare di danneggiare il reperto. Sono particolarmente utili per campioni citologici e geologici.

SLIDE MAILER**PE**

Strong protection for 76x26 mm specimen slides during transportation. Each slide has its own compartment with support bars at 55 mm centres to protect subject matter from being scuffed. Particularly useful for cytologic and geological specimens.

**PORTE-LAMES POUR
EXPÉDITIONS****PE**

Protection sûre pour lames de 76x26 mm pendant l'expédition d'analyses; chaque lame trouve son logement avec nervures de support pour éviter d'abîmer les préparations. Particulièrement indiqués pour analyses cytologiques et géologiques.

| Art. | N. posti / No. places / N. de places | Mat. | Dim. mm |
|------|--------------------------------------|------|---------------|
| 923 | 1 | PE | 98,8x50,6x6,4 |
| 925 | 2 | PE | 70x84x6 |
| 924 | 3 | PE | 84x97x6 |

**PORTAVETRINI POSTALI****PP**

È il contenitore ideale per la spedizione o la conservazione di 5 o 10 vetrini. Le pareti di spessore elevato e quindi particolarmente robuste proteggono i vetrini da eventuali rotture; il vetrino sporge di ca. 20 mm dal bordo del contenitore per cui si estrae con facilità. La filettatura del tappo è molto profonda e sigilla il contenitore in modo sicuro per la spedizione.

SLIDE MAILER**PP**

Ideal for storing and shipping 5 to 10 microscope slides. Unbreakable, chemically inert, the container will also hold up to 12 ml as a specimen vial; 20 mm of slide projects above jar, allowing easy removal. The thread of cap is very deep allowing leakproof seal for shipment. Supplied with small loop on cap for tagging. Cap should be taped for shipment.

**PORTE-LAMES POUR
EXPÉDITIONS****PP**

Solution idéale pour expédier ou conserver 5 à 10 lames. L'épaisseur des parois protège parfaitement les lames contre tout choc. Les lames dépassent de 20 mm environ le bord du tube et leur extraction est très aisée. Le filetage du bouchon est profond et assure une fermeture étanche. Épaulement perforé permettant le plombage ou la pose d'étiquettes.

| Art. | Ø mm | Lung. mm / Length mm / Long. mm |
|------|------|---------------------------------|
| 922 | 40 | 90 |

**DISPENSATORE PER VETRINI****ABS / PS**

Estremamente pratico e di facile impiego, mantiene i vetrini per microscopio perfettamente puliti fuori dal contatto della polvere. I vetrini fuoriescono uno alla volta mediante la rotazione delle apposite manopole. Capacità: 50 vetrini di mm 26x76.

SLIDE DISPENSER**ABS / PS**

For finger print free dispensing of 76x26 mm microscope slides. Up to 50 slides can be put in the magazine. A cover protects the slides from dust. Each slide is dispensed by rotating the knurled knob on either side of the moulded base. Rubber rollers at the sides of the slides ease out the slide which can then be handled by the edges.

**DISTRIBUTEUR DE LAMES
POUR MICROSCOPIE****ABS / PS**

Pratique et très maniable conserve les lames pour microscope propres et à l'abri de tout contact avec la poussière. La sortie séparée des lames est obtenue par la rotation des roulettes latérales. Capacité: 50 lames de 26x76 mm.


| Art. | Dim. mm |
|------|--------------|
| 540 | 100x120x140h |



MICROSCOPIA E MICROBIOLOGIA

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

MICROSCOPIE ET MICROBIOLOGIE



VASSOI PORTAVETRINI PER MICROSCOPIO

PVC

Studiati per classificare ed archiviare i vetrini standard da mm 76x26. Il fondo bianco permette di distinguere facilmente le colorazioni sui vetrini. Utile base di appoggio per la lettura di serie.

TRAY FOR MICROSCOPE SLIDES

PVC

Moulded in white PVC for easy identification of different dyes on the slides. Ideal work station for 76x26 mm slides. Designed for easy removal of slides.

PLAQUES DE PRÉSENTATION POUR LAMES DE MICROSCOPIE

PVC

Conseillé en anatomie - pathologie. Pour classer et garder les lames standard 76x26 mm. Le fond blanc permet de distinguer facilement les colorations des lames.

| Art. | N. posti / No. places / N. de places | Dim. mm |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 672 | 20 | 190x340x8 |
| 673 | 40 | 190x660x8 |



VASCHETTA PER COLORAZIONE VETRINI

PMP (TPX®)

Vaschetta in PMP per uso con l'art. 354. Corredata di due coperchi, uno per chiusura totale onde evitare l'evaporazione del liquido quando la vaschetta non viene usata, uno con fessura per l'inserimento del cestello durante le colorazioni. Lo xilene può attaccare chimicamente dopo 2 giorni a temperatura ambiente.

STAINING JAR WITH 2 LIDS

PMP (TPX®)

Moulded in PMP for use with Art. 354. Supplied with 2 lids - one lid for use when dish is not in use, providing evaporation-free storage of staining liquid - the other lid with special opening to allow handle of staining rack Art. 354 to be inserted; Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

CUVES À COLORATION À 2 COUVERCLES

PMP (TPX®)

Munie de 2 couvercles. Un premier couvercle, à utiliser quand le portoir réf. 354 n'est pas inséré dans la cuve, et un autre couvercle avec ouverture spéciale qui permet la manipulation du portoir à coloration quand il se trouve dans la cuve. Le xylène peut attaquer chimiquement après 2 jours à température ambiante.

| Art. | Dim. int. mm |
|------|--------------|
| 353 | 74x95x63 |



CESTELLI PER COLORAZIONE VETRINI

PP

Cestello in PP con manico per 20 vetrini da mm 26x76, da usare con vaschetta art. 353.

STAINING RACK

PP

Staining rack made of PP with horizontal tray, holds 20 slides 76x26 mm (3"x1"). For use with Art. 353.

PORTOIR À COLORATION

PP

La boîte de coloration en PP avec plateau horizontal, peut contenir 20 lames de 76x26 mm. Utiliser avec art. 353.

| Art. | N. posti / No. places / N. de places | Dim. mm |
|------|--------------------------------------|------------|
| 354 | 20 | 69,5x86x21 |



VASCHETTA PER VETRINI MODELLO HELLENDHAL

PMP (TPX®)

Vaschetta in PMP a 8 posti (o 16 accoppiati) per colorazione vetrini per microscopio da mm 26x76. Fornita con coperchio in PMP; lo xilene può attaccare chimicamente dopo 2 giorni a temperatura ambiente.

STAINING JAR HELLENDHAL TYPE

PMP (TPX®)

PMP staining jar holds 76x26 mm (3"x1") slides vertically. Eight grooves. Supplied with PMP cover. Can accommodate 16 slides back to back. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

CUVE À COLORATION TYPE HELLENDHAL

PMP (TPX®)

La cuve à coloration en PMP peut contenir 8 lames de 76x26 mm verticalement ou 16 lames dos à dos. Xylène peut provoquer un attaque chimique après 2 jours à température ambiante.

| Art. | Dim. mm |
|------|------------|
| 355 | 58x53,5x86 |

**VASCHETTA PER VETRINI
MODELLO SCHIFFERDECKER****PMP (TPX®)**

Vaschetta a 10 posti (o 20 accoppiati) per colorazione vetrini da 26x76. Fornita con coperchio in PMP. Lo xilene può attaccare chimicamente dopo 2 giorni a temperatura ambiente.

**STAINING JAR
SCHIFFERDECKER TYPE****PMP (TPX®)**

PMP staining jar for 76x26 mm (3"x1") slides. Ten grooves. Supplied with PMP cover. Can accommodate 20 slides back to back. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

**CUVE À COLORATION TYPE
SCHIFFERDECKER****PMP (TPX®)**

Cuve à coloration PMP pouvant contenir 10 lames de 76x26 mm. Elle possède 10 emplacements permettant aussi de mettre 20 lames dos à dos ainsi qu'un couvercle en PMP. Le xylene peut provoquer un attaque chimique après 2 jours à température ambiante.



| Art. | Dim. int. mm |
|------------|--------------|
| 351 | 76x65x45 |

**CESTELLO PORTAVETRINI
UNIVERSALE****POM**

Cestello portavetrini per la colorazione simultanea di 25 vetrini; si inserisce nella cassetta art.1101.

STAINING RACK**POM**

Staining rack for simultaneous staining of 25 slides; to fit trough Art. 1101.

PORTE-LAMES UNIVERSEL**POM**

Bôte porte-lames pour la coloration simultanée de 25 lames; on peut l'introduire dans la boîte Art. 1101.



| Art. | Dim. mm | h mm |
|-------------|---------|------|
| 1100 | 79,6x92 | 32,8 |

**CASSETTA A TENUTA PER 25
VETRINI****POM**

Cassetta a perfetta tenuta di luce in cui va inserito un cestello per 25 vetrini art. 1100, può essere anche usata come cassetta di rasporto.

25 SLIDES STAINING TROUGH**POM**

Staining trough for 25 slides; accomodating one rack, Art 1100. It can also be used as a mailing box.

**BOÎTE ÉTANCHE POUR 25
LAMES****POM**

Boîte étanche de la lumière, dans laquelle on peut introduire le porte-lames réf. 1100; utile aussi comme boîte d'expédition.



| Art. | Dim. mm | h mm |
|-------------|----------|------|
| 1101 | 88x100,8 | 52,4 |

SCATOLA PER 4 CESTELLI**PS**

Può accomodare fino a 4 cestelli art. 1100 per un totale di 100 vetrini per microscopio.

STORAGE BOX FOR 4 RACKS**PS**

Storage box only; can take up to 4 staining racks. Art. 1100, for a total quantity of 100 slides.

BOÎTES POUR 4 PORTE-LAMES**PS**

Elles peuvent loger jusqu'à 4 porte-lames réf. 1100 pour un totale de 100 lames pour microscope.



| Art. | Dim. mm | h mm |
|-------------|-------------|------|
| 1103 | 169,5x192,6 | 40,7 |

MICROSCOPIA E MICROBIOLOGIA

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

MICROSCOPIE ET MICROBIOLOGIE



VASI CILINDRICI CON TAPPO ZIGRINATO

HDPE

I vasi cilindrici vengono forniti completi di sottotappo e tappo. Per il grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri, campioni solidi, creme, sostanze semisolidi, cristalli e prodotti igroscopici.

IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE secondo le seguenti normative:

- Direttiva CE 1935/2004
- Direttiva CE 10/2011
- Decreto Ministeriale Italiano 21/03/1973 e successivi emendamenti
- Decreto Presidenziale Italiano 777/82 e successivi aggiornamenti

CYLINDRICAL JARS WITH RIBBED CAP

HDPE

The cylindrical jars are supplied with insert and cap. Thanks to the large neck they are suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances.

SUITABLE FOR FOODSTUFF

according to:

- EC Regulation 1935/2004
- EC Regulation 10/2011

VASES CYLINDRIQUES AVEC COUVERCLES CRÉNELÉS

HDPE

Les vases cylindriques sont livrés complets de bouchon et sous-bouchon. Le diamètre du col est indiqué pour poudres et substances solides, crèmes, substances semi-solides, cristaux et échantillons hygroscopiques.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS

selon les normes suivantes:

- EC 1935/2004
- EC 10/2011

| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Bocca I.D. mm Mouth I.D. mm Col. I.D. mm |
|------|---------|------|------|--|
| 1563 | 70 | 50 | 60 | 36 |
| 1564 | 120 | 56 | 71 | 36 |
| 1565 | 250 | 69 | 94 | 50 |
| 1566 | 500 | 86 | 107 | 70 |

| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Bocca I.D. mm Mouth I.D. mm Col. I.D. mm |
|------|---------|------|------|--|
| 1567 | 1000 | 111 | 128 | 85 |
| 1568 | 2000 | 111 | 235 | 87 |
| 1569 | 1500 | 111 | 182 | 87 |



CONTENITORI CON TAPPO

PE

Contenitore multiuso con tappo unito da laccetto di sicurezza per campioni di qualsiasi tipo. Leggeri ed infrangibili. Possono essere usati come contenitori per pesata.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

SAMPLE VIALS

PE

General purpose containers with push on hinged lids. Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

RÉCIPIENTS AVEC BOUCHONS

PE

Récipients pour plusieurs utilisations avec bouchon à pression attaché avec un lacet de sécurité. Légers et incassables. Ils peuvent être utilisés comme contenants de pesée.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Spess. parete mm Wall thick. mm Épais. de parois mm | Peso g Weight g Poids g |
|------|---------|------|------|---|-------------------------------|
| 730 | 1 | 8 | 32 | 0,98 | 0,71 |
| 731 | 2,5 | 14 | 31,5 | 0,83 | 1,55 |
| 737 | 5 | 15 | 49 | 0,93 | 2,5 |
| 732 | 8 | 17,2 | 57,6 | 1,20 | 3,5 |
| 733 | 7 | 22,8 | 32,9 | 1,35 | 3,5 |
| 734 | 20 | 24,8 | 74,5 | 1,6 | 9,7 |
| 735 | 35 | 31 | 74,5 | 1,6 | 14 |
| 736 | 25 | 31,3 | 52,5 | 1,6 | 61 |

CONTENITORI CON TAPPO A VITE

HDPE

A perfetta tenuta, ideali per contenere mercurio, ecc. Piccole quantità di campione liquido o solido possono essere prelevate da questi contenitori senza problemi dovuti a ostacoli all'interno. Sono inoltre molto robusti, con pareti di elevato spessore e con eccellente resistenza chimica.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

SCREW CAP CONTAINERS

HDPE

Ideal for storing mercury etc. Leakproof. Small quantities of liquid or solid samples can be taken out by pipette/spatulas without the hindrance of internal shoulders. Sturdy, heavy walled with excellent chemical resistance.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

RÉCIPIENTS À BOUCHONS VISSÉ

HDPE

Étanchéité parfaite; idéales comme Récipients pour mercure etc. Petits prélèvements liquides ou solides peuvent être effectués sans problèmes et sans empêchements à l'intérieur. Ils ont les parois de forte épaisseur et une excellente résistance chimique.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.



| Art. | Cap. ml | Ø O.D mm | Ø I.D mm | h mm | Spess. parete mm Wall thick. mm Épais. de parois mm | Peso g Weight g Poids g |
|------|---------|----------|----------|-------|---|-------------------------------|
| 910 | 5 | 21 | 17,6 | 35,7 | 1,7 | 11 |
| 911 | 10 | 21 | 17,6 | 58,4 | 1,7 | 13 |
| 912 | 30 | 35 | 31 | 53 | 2 | 22 |
| 913 | 60 | 35 | 31 | 94,2 | 1,7 | 29 |
| 914 | 90 | 54,5 | 50 | 63,4 | 2,2 | 44 |
| 916 | 180 | 54,5 | 50 | 109,6 | 2,2 | 61 |

**CONTENITORE CON TAPPO A
PRESSIONE**

PS

Di forma cilindrica, hanno imboccatura larga e sono dotati di tappo a pressione a tenuta.

SNAP-ON LID CONTAINERS

PS

Cylindrical containers in PS material, wide mouth with snap on lid.

**RÉCIPIENTS AVEC BOUCHON À
PRESSION**

PS

De forme cylindrique, col large et couvercle à pression étanche.

| Art. | Ø mm | h mm | Cap. mm |
|------|------|------|---------|
| 2580 | 34 | 41 | 30 |
| 2585 | 34 | 60 | 35 |

**VASCHETTA A 3 CELLE TONDE**

PE

Particolarmente utile per saggi colorimetrici.

COLORIMETRIC TRAY

PE

With three round depressions. Particularly useful for colorimetric tests.

**CUVETTE À TROIS CELLULES
RONDES**

PE

Particulièrement utile pour essais colorimétriques.

| Art. | Dim. mm | Ø celle mm / Cell Ø mm / Ø cell. mm | Prof. celle mm / Cell dept. mm / Prof. cellules mm |
|------|---------|-------------------------------------|--|
| 356 | 28x58 | 21 | 7 |

**VASCHETTA A OTTO CELLE**

PS

Per saggi colorimetrici.

COLORIMETRIC 8 CELL TRAY

PS


For colorimetric assay.

CUVETTE À 8 CELLULES

PS

Pour les essais colorimétriques.

| Art. | Dim. mm | Ø celle mm / Cell Ø mm / Ø cell. mm | Prof. celle mm / Cell dept. mm / Prof. cellules mm |
|------|---------|-------------------------------------|--|
| 357 | 95x57 | 15 | 2 |

**CAMPANA PER MICROSCOPIO**

PMMA

Campana a base quadrata per microscopio, in resina acrilica trasparente, per proteggere il microscopio da particelle di polvere od altro.

MICROSCOPE COVER

PMMA

Clear acrylic resin microscope cover with a square base; protects against dust and dirt.

PROTECTION POUR MICROSCOPE

PMMA

Cloche à base carrée pour microscopie réalisée en résine acrylique transparente destinée à protéger le microscopie contre la poussière, etc.

| Art. | Dim. mm |
|------|--------------|
| 216 | 300x307x400h |

